



آمبولانس و سایر خودروهای عملیاتی

سطوح کابین عقب به خصوص کف باید بلافاصله بعد از آلودگی در اولین فرصت توسط دترژنت تمیز، سپس با گندزدا آلودگی زدایی شود.

توصیه اخیر سازمان بهداشتی جهانی ایجاد اتاق گندزدایی با سیستم مه پاشی (fogging systems, hospital room disinfection) است. در این سیستم از مواد شیمیایی با پایه الکل که به داخل کانال‌های تهویه، زیر تجهیزات و شکاف‌ها و درزها نفوذ می‌کنند استفاده می‌شود.



ردیف	عنوان	بازه زمانی	محل	روش
1	حمام، توالت، سینک، روشویی، شیر آلات	روزانه و در صورت آلودگی	دترجنت	نظافت روتین
2	کف زمین (آشپزخانه)	روزانه و هفتگی	دترجنت محلول اینترمدیت	1- جارکشی و پاک کردن زمین از آلودگی 2- آغشته نمودن تی نخه تمیز با محلول دترجنت (زمین بصورت زیکراگ از ابتدای سطح تمیز تر به انتهای سطح آلوده انجام شود) هفتگی با محلول کلر با نسبت 1 به 9
3	دستگیره در، کلید و پریزها	هفتگی	دترجنت آب ژاؤل	1- دستمال نظیف را به محلول دترجنت آغشته کنید 2- بهتر است دستگیره ها با محلول کلر 1 به 9 (آب ژاؤل ده درصد) هم گندزدایی شود
4	انبار - طاقچه ها - قفسه ها	هفتگی	-	گردگیری با دستمال مرطوب
5	پرده ها	فصلی	دترجنت	1- پرده های پارچه ای بصورت کامل باز و شسته شود 2- پرده های کرکره هر دو هفته یکبار با یک دستمال محتوی دترجنت گرد و غبار آن برطرف شود و هر سه ماه به طور کامل با آب و دترجنت شسته و نصب گردد
6	قاب عکس، تلویزیون	هفتگی	دستمال مرطوب	گردگیری معمولی
7	کولر	سالانه	-	1- فیلتر آن شسته و در صورت لزوم تعویض گردد 2- قاب کولر با دستمال مرطوب لکه بری شود
8	تخت ها	شش ماهه	دترجنت	1- هر روز مرتب و از پتو و ملحفه شخصی استفاده شد 2- هر 6 ماه یک بار شسته شود



9	تی شوی	روزانه	وایتکس	به مدت 15 دقیقه با وایتکس 10 درصد گندزدایی و سپس آبکشی شود
10	سطل های زیاله	پایان هر شیفت	دترجنت	1-در پایان هر شیفت زیاله ها تخلیه شود 2-سطل زیاله با آب داغ و دترجنت شستشو شود 3-به صورت وارونه قرار داده و خشک شود 4-کیسه زیاله جدید به تکنیک عفونی و غیر عفونی قرار داده شود
11	یخچال	هفتگی	دترجنت	1-برفک زدایی شود با آب داغ و دترجنت تمیز گردد برای بوگیری دیواره ها را با محلول جوش شیرین آغشته کنید
12	صفحه کلید- ماوس کامپیوتر- تلفن - آیفون	روزانه	محلول کلر آب ژاول 10 درصد بدون الکل	با دستمال آغشته به محلول کلر گندزدایی کنید
13	ظرف صابون مایع	-	-	
14	تی ها	روزانه	دترجنت آب ژاول	1-با آب داغ و دترجنت شستشو گردد و آب کشی شود 2-تی های نخ به مدت 15 دقیقه داخل محلول وایتکس 10 درصد غوطه ور شود و سپس آب کشی شود 3-پس از آب کشی در محل دارای جریان هوا آویزان گردد 4-روزانه دو ساعت آفتاب دهی شود
15	آب سرد کن	روزانه	دستمال مرطوب	گردگیری معمولی شود



گندزدایی آمبولانس				
روش	محل	بازه زمانی	عنوان	ردیف
1-دستمال نظیف را به محلول آغشته کنید 2-بهرت است دستگیره ها با محلول کلریا نسبت 1 به 9 هم گندزدایی شود	دترجنت اینترمدیت	روزانه	دستگیره در، کلید و پرزها	1
1-ابتدا دستکش بپوشید . 2-با حوله یکبارمصرف خون و مواد، جمع و پاک شود. 3- سپس آن محل با آب و صابون پاک شود. 4- با محلول آب ژاؤل اگر سطح آلوده شده، صاف باشد با رقت 1 به 49 و در صورت خلل و فرج با محلول 1 به 9 گندزدایی شود. 5-چنانچه مایعات آلوده بیشتر از 30 سی سی باشد ابتدا حوله ی یکبار مصرف روی آن پهن کرده و روی دستمال نظیف محلول آب ژاؤل 1 به 9 ریخته و به مدت 10 دقیقه صبر کنید 6-دستمال نظیف آغشته به مواد عفونی و آب ژاؤل را جمع آوری کنید و در کیسه زباله عفونی دفع کنید 7-مجدد روی محل دترجنت ریخته و پس از 10 دقیقه محل را آبکشی نمایید 8- مجدداً محل را با آب ژاؤل با نسبت 1 به 49 گندزدایی می کنیم.	دترجنت آب ژاؤل	در صورت آلودگی	لکه خون و ترشحات آلوده روی سطوح	2
1-هر هفته با محلول دترجنت شسته و خشک شود 2-در صورت آلودگی با ترشحات عفونی ابتدا با دترجنت شسته و سپس با محلول نانوسیل دی 2 اسپری می کنیم	دترجنت high level	هفتگی و در صورت آلودگی	فسارسنج	3



4	گوشی پزشکی - فیچی	روزانه	الکل 70 درصد	با پنبه آغشته به الکل 70 درصد گندزدایی کنید (در صورت نبود الکل 70 درصد تا تهیه یک محلول اینترمدیت مناسب از محلول نانوسیل دی 2 استفاده شود))
5	پرانکار- اسکوپ- تخته پستی بلند- چیر استریچر	روزانه و در صورت استفاده	دترجنت محلول اینترمدیت آب ژاول ده درصد	با محلول آب ژاول (کلر 1 به 9) روزانه ضدعفونی شود. سایر محلولهای اینترمدیت در صورت موجود بودن در اولویت می باشند. در صورت آلودگی با مایعات و ترشحات عفونی، پس از استفاده از دترجنت، آن را با دستمال آغشته به محلول high level (نانوسیل دی دو) گندزدایی، کنید
6	لید و دستبندهای دستگاه نوار قلب	بعد از هر بیمار	اینترمدیت الکل 70 درصد	در صورت آلودگی با مایعات و ترشحات عفونی، پس از استفاده از دترجنت، آن را با دستمال آغشته به محلول high level (نانوسیل دی دو) ضدعفونی، کنید
7	شیشه و درب های آمبولانس	روزانه	دترجنت	
8	فرمان و لیور دنده ودهنی بیسیم و کابین جلو	روزانه	محلول اینترمدیت	در صورت نبود الکل 70 درصد و تا جایگزینی محلول اینترمدیت با دستمال آغشته به محلول نانوسیل دی 2 ضدعفونی شود
9	در و دیوار داخلی کابین عقب	روزانه	محلول اینترمدیت	در صورت نبود الکل 70 درصد و تا جایگزینی محلول اینترمدیت با دستمال آغشته به محلول نانوسیل دی 2 ضدعفونی شود
10	وسایل الکتریکی (پالس اکسی متر- الکتروشوک- ونیلاتور)	روزانه و در صورت آلودگی	محلول اینترمدیت بدون الکل	با دستمال آغشته به محلول اینترمدیت روزانه و بین بیماران گندزدایی شود محلول نانوسیل دی 2 ارجحیت به کلر دارد.
11	کارده کس	روزانه	محلول اینترمدیت	با محلول اینترمدیت ضدعفونی شود. در صورت آلودگی با مایعات و ترشحات عفونی، پس از استفاده از دترجنت، آن را با دستمال آغشته به محلول high level (نانوسیل دی دو) ضدعفونی، کنید



تجهیزات نیمه حیاتی (کنده زدایی سطح متوسط و سطح بالا)

1	ایروی - رابط ساکشن (نیمه حیاتی)			پکیار مصرف
2	دسته لارنگوسکوپ	هفتگی و در صورت استفاده	دترجنت محلول اینترمدیت بدون الکل	با دستمال آغشته به محلول اینترمدیت ضدعفونی شود در صورت آلودگی با ترشحات عفونی، پس از تمیز کردن با محلول دترجنت، با دستمال آغشته به محلول نانوسیل دی 2 ضد عفونی گردد
3	باتل اکسیژن (نیمه حیاتی)	در صورت استفاده	دترجنت محلول high level	1-آب داخل ظرف را تخلیه کنید 2-داخل ظرف را با چرتکه و محلول دترجنت تمیز کنید 3-ظرف را در محلول نانوسیل دی 6 غوطه ور کنید 4-آب کشی و خشک کنید
4	باتل ساکشن (نیمه حیاتی)	هفتگی و در صورت استفاده	دترجنت آب ژاول	1-در محلول دترجنت غوطه ور کنید، آبکشی و خشک کنید در صورت استفاده: 1-مایع موجود در باتل را در چاه مخصوص دفع مایعات عفونی تخلیه کنید 2-با محلول دترجنت شستشو دهید 3-داخل باتل محلول وایتکس با نسبت 1 به 9 ریخته و به مدت 10 دقیقه صبر کنید 4-آب کشی کنید و خشک کنید
5	فلومتر اکسیژن (نیمه حیاتی)	روزانه	الکل 70 درصد	با دستمال آغشته به محلول الکل 70 درصد کنده زدایی کنید در صورت نبود محلول الکل تا جایگزینی محلول اینترمدیت با محلول نانوسیل دی 2 ضدعفونی شود



6	تیغه لارنگوسکوپ (نیمه حیاتی)	هفتگی و در صورت استفاده	محلول high level دترجنت	1- با محلول دترجنت و برس شستشو شود 2- در محلول high level (نانوسیل دی 6) به مدت 30 دقیقه غوطه ور شود 3- آبکشی و خشک شود
7	رسیور (نیمه حیاتی)	پس از استفاده	دترجنت	1- محلول داخل ظرف را در محل تخلیه مایعات عفونی تخلیه کنید 2- با محلول دترجنت شستشو و آب کشی کنید
8	ترمومتر (نیمه حیاتی)	بعد از استفاده	الکل 70 درصد	با پنبه آغشته به الکل 70 درصد یا کلر ضدعفونی گردد
9	جانبگ دارویی و CPR (نیمه حیاتی)	هفتگی و در صورت آلودگی	محلول اینترمدیت high level	1- بصورت روئین هر هفته با دستمال آغشته به محلول الکل 70 درجه گندزدایی گردد 2- در صورت نبود محلول الکل هفتگی تا جایگزینی محلول اینترمدیت با محلول نانوسیل دی 2 ضدعفونی شود 3- در صورت آلوده شدن به خون و سایر ترشحات ، در حداقل زمان ممکن با محلول نانوسیل دی 2 گندزدایی انجام شود

انواع محلولهای گندزدا:

محلولهای گندزداي high level : پراکسید هیدروژن ، گلو تار آلدئید ، فرمالدئید، نانوسیل دی 2 و دی 6

محلولهای intermediate : ترکیبات کلر ، ید، الکل 70 درجه، سارفوسپت کوئیک

محلولهای low level : فنل، ترکیبات فنل و ترکیبات آمونیوم