

معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: تهیه و بکارگیری ظرف حمل نمونه استاندارد

سلام علیکم

احتراما با عنایت به اهمیت و حساسیت بیماریهای واگیر و خطر احتمالی ناشی از انتشار و گسترش اینگونه از بیماریها، الزامی می باشد در هنگام حمل و جابجایی نمونه های تهیه شده از بیماران مشکوک به بیماریهای واگیر نسبت به رعایت اصول ایمنی زیستی (BIO -SAFETY) و امنیت زیستی (BIO-SECURITY) اقدام لازم بعمل آید. در این راستا رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

۱ - فرد حمل کننده نمونه باید در خصوص اصول حمل نمونه های عفونی و اصول حفاظت فردی و همچنین نحوه اقدام در هنگام نشست نمونه آموزشهای لازم را دریافت کرده باشد و این امر بطور سالیانه و یا در هنگام جایگزینی نیرو مورد تکرار قرار گیرد. (اسناد مربوطه در بازدیدها مورد پایش قرار خواهد گرفت)

۲ - نمونه ها در ظروف حمل نمونه که بر اساس اصول استاندارد و طبق توصیه های ملی و بین المللی تهیه و تولید شده انجام گیرد. ظروف مذکور دارای لایه های مختلف حفاظتی و همچنین توانایی ایجاد برودت مناسب می باشند. بکارگیری هر گونه ظرف حمل غیر استاندارد از جمله کلدباکس حمل واکسن غیر اصولی و غیر استاندارد می باشد.

۳ - جابجایی نمونه ها در داخل شهرستان و یا به خارج از شهرستان نیازمند استفاده از ظروف حمل استاندارد (مطابق بند ۲) می باشد.

۴ - پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه ظروف مذکور باید به محل اولیه عودت داده شوند و پس از ضدعفونی و گندزدایی مناسب (در صورت نشست و یا الوده شدن) مجددا بکار گرفته شوند. (هماهنگی انجام عملیات گندزدایی و ضدعفونی در محل تحویل نمونه یا در مبدا اولیه بعمل آید).

۵ - در صورت صدمه دیدن بلافاصله ظروف حمل مذکور باید دور انداخته شوند و نسبت به جایگزینی آنها اقدام گردد.

۶ - در حال حاضر برای حمل نمونه های عفونی و واگیر به آزمایشگاههای استانی و کشوری هر شهرستان حداقل باید نسبت به تهیه حداقل ۶ عدد از ظروف مذکور اقدام نماید.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره: ۵۳۰۴/۹۸۰۸
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
پیوست دارد

دکتر محمد مهدی گویا
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر